


LA BELLEZZA
A PORTATA
DI MANO



PERFECT[®]
PERFORMANCE RADIO-FREQUENCY EFFECT

TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE SU PERFECT®



SENTI

CHE LA PELLE È DIVENTATA SECCA, MENO ELASTICA E SI NOTANO NUOVE RUGHE SOTTILI E SUPERFICIALI?

E magari non è solo la pelle del viso a mostrare questi segni, ma anche quella del collo, del décolleté o delle mani?

PERFECT® 2A Group® è il trattamento domiciliare giusto per restituirti una pelle elastica, radiosa, idratata e visibilmente distesa con un effetto lifting.

La chiave è il collagene, la stimolazione dell'elastina, l'ossigenazione del tessuto, il miglioramento della circolazione locale e l'idratazione profonda!

MIGLIORANDO IL TONO E LA COMPATTEZZA DALL'INTERNO.

PERFECT® 2A Group® lifta la pelle e stimola il collagene a partire dallo strato dermico sotto la superficie cutanea, esattamente dove è necessario per migliorare la texture.

Il risultato è una pelle liscia e idratata con effetti antiage e biorivitalizzanti a lungo termine.

UN LIVELLO DI LIFTING E VOLUME PIU' PROFONDO

PERFECT® 2A Group® PORTA IL LIFTING A UN LIVELLO PIÙ PROFONDO

Micro onde di radiofrequenza vengono trasmesse attraverso un manipolo bipolare sotto la superficie della pelle su un'ampia area, per migliorare gradualmente l'elasticità e la levigatezza della pelle generando un calore endodermico controllato.

LUMINOSITA' E LIFTING CHE DURA A LUNGO.

TRE SEMPLICI PASSI

PERFECT® 2A Group® migliora già la qualità della pelle in tre sedute di trattamento in una settimana per una pelle più radiosa e distesa a lungo.

Dopodiché, saranno necessari due trattamenti settimanali per 3 mesi e poi un mantenimento di una seduta settimanale.

Il trattamento con PERFECT®

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, inizierà a rivitalizzare la produzione di collagene e elastina, migliorando la struttura interna della pelle, creando un aspetto giovanile.

Vedere i benefici

Sappiamo tutti che la pazienza è una virtù. Per quanto riguarda il trattamento con PERFECT®, i risultati sono gradualità: questo significa che i cambiamenti sono lievi e di solito non sono evidenti subito dopo il primo trattamento. Ma i miglioramenti possono durare anni.

Sono consigliate regolari sessioni di mantenimento per continuare il miglioramento della struttura della pelle.

E gli effetti collaterali?

È sconsigliato ai portatori di Pacemaker e donne in gravidanza.

Mediamente si riscontra solo un lieve rossore che scompare in un paio d'ore.

Consigli per dopo il trattamento?

Per garantire il risultato ottimale e l'effetto graduale e di lunga durata di PERFECT®, è importante che ci si attenga alle istruzioni del manuale fornite. Le raccomandazioni per dopo il trattamento sono le seguenti:

- Fare il trattamento per la durata indicata nel manuale del programma prescelto con movimenti circolari o in senso ascendente. Non restare su un singolo punto con il manipolo. Utilizzare la crema conduttiva specifica per radiofrequenza durante il trattamento.
- Dopo la seduta utilizzare la normale crema di bellezza preferita.
- Evitare l'esposizione al sole e alle lampade solari UV fino a quando l'arrossamento non sarà scomparso.
- Evitare temperature estreme immediatamente dopo il trattamento.
- In caso di ulteriori consigli o domande sul trattamento potete contattare il nostro servizio clienti.
- In caso di trattamento corpo consigliato dallo specialista a seguito di liposuzione o addominoplastica si consiglia di seguire le indicazioni del proprio medico.



IL COLLAGENE È LA CHIAVE

Esiste una correlazione diretta fra il collagene e lo spessore della pelle.

Perché il collagene è così importante per la pelle quando invecchiamo?

Il collagene è una proteina fibrosa situata nel derma profondo che conferisce struttura alla pelle e sostiene le funzioni dell'elastina e dell'acido ialuronico. Aiuta a preservare la naturale consistenza della pelle, pur mantenendola liscia e idratata. Un adeguato apporto di collagene dona alla pelle un aspetto più giovane.

I fattori intrinseci legati all'invecchiamento causano atrofia dermica con la riduzione di fibre di collagene ed elastina.

L'indebolimento della struttura interna può portare alla formazione di linee, rughe, pieghe e una perdita di elasticità e sostegno.

IL COLLAGENE DIMINUISCE DI CIRCA L'1% OGNI ANNO.

Perché Perfect®?

Il trattamento con PERFECT® 2A Group® aumenta significativamente la produzione di collagene, realizza il BBQ effect, stimola la produzione di elastina, migliora l'ossigenazione e irrorazione dei tessuti trattati.

Agisce gradualmente

Il BBQ effect aumenta il volume del collagene presente nel derma trattato, aiuta la formazione di nuove fibre di collagene negli spazi vuoti, stimola la produzione di elastina.

Restituisce il volume perso

È una scelta eccellente per tutti coloro che hanno subito una perdita di volume del volto, uno svuotamento dei tessuti post dieta o gravidanza, una necessità di riadesione dei tessuti prolassati. Risulta la strada migliore per ottenere risultati straordinariamente naturali che non stravolgono i lineamenti del viso e che ridonano una linea armoniosa alla silhouette.

Fornisce risultati di lunga durata

I risultati durano anni se usato costantemente.



PERFECT® è un prodotto esclusivo di 2A Group S.r.l. - NUMERO VERDE 800 124 004



@2a_group_medical_division



@2agroupmedicaldivision



www.2agroup.it

