

<b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b>	
ITEB3S	MEDIBED Letto articolato a 3 snodi e 4 funzioni regolabili elettricamente con altezza variabile.
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, letto da degenza elettrico a 4 funzioni e 3 snodi .	
<b>Caratteristiche principali</b>	
<p>Letto progettato per migliorare la comodità dei degenti, facilitare il movimento, permettendo un sonno riposante. Si aziona elettronicamente tramite telecomando di controllo con 4 funzioni: regolazione altezza letto, regolazione dell'inclinazione dello schienale, regolazione dell'inclinazione della sezione delle gambe, ed inclinazione gambe e schienale contemporaneamente. Testata/pedana in ABS che può essere sterilizzata a 100°C, 4 rotelle girevoli dotate di freno indipendente.</p>	
<b>Immagine prodotto</b>	
	
<b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>	
Fabbricante	<i>Italortopedia Srl</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione CND	V08060101
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.10.009
Repertorio dei Dispositivi Medici	2392505
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Dimensione massime letto	<i>90 x 215 cm</i>
Altezza rete	<i>50 cm</i>
Peso massimo	<i>180 kg</i>
Peso netto	<i>55 kg</i>
Inclinazione schienale	<i>0 -90°</i>
Inclinazione poggia gambe	<i>0 - 45°</i>

**Italortopedia SRL**

Sede Operativa E Produzione: Via Alessandro Volta, 134, Sant'arpino (CE)  
Sede Legale, Logistica E Magazzino: Via Sossio Russo 54, Frattamaggiore (NA)

Rea NA-1066184 - P.iva 09076931212

Email: [info@italortopedia.it](mailto:info@italortopedia.it) - [www.italortopedia.it](http://www.italortopedia.it) -

Tel: 081 019 5645 - Pec: [Italortopedia@teamservicepec.it](mailto:Italortopedia@teamservicepec.it) -

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicatore angolo prodotto	0° - 15°
Angolo schienale	0° - 60°

### REQUISITI ELETTRICI

Batteria	24 V c.c., 10 A, modello BA1812
Centralina di comando	100-240 V c.a., 50 Hz - 60 Hz nominali, 5 A
Classificazione elettrica	Classe 1
Ciclo di lavoro	2 minuti di azionamento e 18 minuti di riposo

### COMPONENTI

18.12.27.103	<i>Sponde per letto</i>
24.36.06.103	<i>Set di ruote (4 pezzi)</i>

**Italortopedia SRL**

**Sede Operativa E Produzione:** Via Alessandro Volta, 134, Sant'arpino (CE)  
**Sede Legale, Logistica E Magazzino:** Via Sossio Russo 54, Frattamaggiore (NA)

Rea NA-1066184 - P.iva 09076931212 -

**Email:** [info@italortopedia.it](mailto:info@italortopedia.it) - [www.italortopedia.it](http://www.italortopedia.it) -

**Tel:** 081 019 5645 - **Pec:** [Italortopedia@teamservicepec.it](mailto:Italortopedia@teamservicepec.it) -