



MG S.R.L.
MEDICAL GEAR

REV. 1 del 03/11/2022



Descrizione

MEDIWALKER MGYK08*(MGYK7210) deambulatore a 2 ruote e 2 puntali;

Codice

MGYK08

Destinazione d'uso

Il deambulatore in alluminio è indicato per l'utilizzo da parte di pazienti con difficoltà motorie e di deambulazione temporanee o permanenti

Descrizione Telaio: tubo in alluminio anodizzato da 1"; Impugnatura: PVC o SBR disponibile; Traversa: acciaio con finitura verniciata a polvere. Capacità portante: 300 libbre. Le gambe leggermente svasate migliorano la stabilità Lavorazione della superficie: disponibile con finitura lucida o satinata Colore: argento, Disponibile in bronzo e nero. Pulsante singolo, funzionamento semplice Altezza regolabile: incrementi di 1" da 31" a 36" (da terra a impugnatura) Aggiunte ruote da 3" sulle gambe anteriori Telaio: tubo in alluminio anodizzato da 3/4", colore argento opaco. Bracciolo, impugnatura e punta: gomma, senza lattice. Super leggero. Tubo ad alta resistenza Nessun attrezzo richiesto. Piede regolabile a doppio pulsante per rapidità, precisione e sicurezza.

Produttore M.G. S.r.l.

Paese di produzione PRC

Classe di dispositivo Classe I

Numero di repertorio 1446795

**Codice classificazione
CND** Y120318

Codice nomenclatore 12.06.06.003

Sede Legale: Corso Amedeo di Savoia, 210, Napoli (NA) 80136
Sede Operativa: SS Sannitica snc, Sant'Agata dei Goti (BN) 82019
Email: info@marketinggarage.it | mgsrl2021@pec.it
Web: www.marketinggarage.it
Cap. Soc. 38.500€ | **P.IVA** 09824491212



MG S.R.L.
MEDICAL GEAR



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Regolazione in altezza	76,00-94,00 cm
Peso G./N.	3,50/3,10 kg
Portata	100 Kg.
Materiali	alluminio, gomma