


ital ORTOPEDIA®

ital **tramwa**II®



Montascale a cingoli elettrico

SEGGIOLA MOTORIZZATA CHE PERMETTE DI SALIRE E SCENDERE LE SCALE CON IL MINIMO SFORZO.



Comoda e semplice da utilizzare, è in grado di ridurre gli sforzi per gli operatori del settore che giornalmente devono effettuare svariati trasporti.

Dotata di comandi di blocco / sblocco e **sicurezza timone** collocati sulla parte superiore dello stesso e di poggiatesta **regolabile ed estraibile**.

Facilmente richiudibile e stivabile nel vano dell'ambulanza o dell'auto.



RUOTE FRENANTI E POGGIAGOMITI PER UNA SICUREZZA MAGGIORE.



CINGOLI IN GOMMA, CON OTTIMA ADERENZA SU GRAN PARTE DELLE SUPERFICI.



MANICO TELESCOPICO REGOLABILE IN ALTEZZA.



**AMPLIO DISPLAY
CON PRATICI
COMANDI**



**MASSIMA
SICUREZZA PER
IL SOGGETTO**



**SISTEMA DI
FACILE APERTURA
E CHIUSURA**

Portata Massima: **160 Kg**
Altezza max: **162 mm** - Min: **117 mm**
Larghezza: **65 mm**
Profondità: **67 mm**
Profondità apertura cingoli: **95 mm**

REF ZD9881

CE Reg. 745/2017
CEI 62-148
IEC EN 62353



FABBRICANTE
PAESE DI PRODUZIONE
CLASSE DI DISPOSITIVO
SERIE

C. NOMENCLATORE - DM 332/99
REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI
NORMA TECNICA RIFERIMENTO

MOTORIZZAZIONE
BATTERIA
VELOCITÀ

Italortopedia S.R.L
Made in P.R.C.
Classe I
Tramwall

18.30.12.003
2339635
EN 60601-2-52

24V/250 W
24V x 13 Ah | Ricarica 8-10 Ore
Velocità 0,2 - 0,5 m/s
(45-55 gradini/min)

ITALORTOPEDIA SRL

Via Sossio Russo, 54
Frattamaggiore (NA) 80027 - Italy
P.IVA 09076931212

 italortopedia.com

 info@italortopedia.it

 081 019 5645


**SEDE LEGALE
FRATTAMAGGIORE**
via Sossio Russo, 54
081/0195645


**SEDE LOGISTICA
ORTA DI ATELLA**
via C. Lampitelli, 3
081/0195645


**SEDE LABORATORIO
SANT'ARPINO**
via A. Volta, 134
081/18162353


**SUCCURSALE
FRATTAMAGGIORE**
via D. Pirozzi, 60
081/8345944


**SUCCURSALE
CASORIA**
via A. De Gasperi, 77
081/0481407


**SUCCURSALE
CAIVANO**
via Imbriani SNC
+39 3383779403


**SUCCURSALE
MARANO**
corso Umberto I, 196
081/5865009


**SUCCURSALE
SECONDIGLIANO**
corso Secondigliano, 564
081/5431398


**SUCCURSALE
TORRE ANNUNZIATA**
via Pasquale Fusco, 17
081/536 4646


**SEDE DI
RAPPRESENTANZA**
via Monte Napoleone, 8
Milano


**SEDE DI
RAPPRESENTANZA**
via Centenara, 219
Roncofreddo (FC)

SEGUICI

