



Ambu Srl  
Via Lombardia 7  
20060 Vignate (Mi)  
Italy  
Tel.: +39 02 953 60415  
Fax: +39 02 953 60477  
www.ambu.com

Ambu è una delle aziende di prodotti diagnostici e di supporto alla vita più innovativa al mondo, e ha progettato con attenzione i suoi prodotti per fornire qualità con lo scopo di migliorare la cura del paziente. Le divisioni commerciali di Ambu sono i prodotti per la respirazione, la cardiologia, la neurologia, l'addestramento e l'immobilizzazione.


La sede centrale si trova a Copenhagen in Danimarca, i prodotti Ambu sono venduti in tutto il mondo attraverso un'organizzazione internazionale commerciale costituita da filiali e distributori. L'azienda ha oltre 900 dipendenti, nella produzione e nella vendita, nelle proprie aziende in Europa, Asia e Nord America, e le azioni di Ambu sono quotate alla Borsa di Copenhagen (Stock Exchange).



Rx only

#### AREE COMMERCIALI AMBU

-  RESPIRAZIONE
-  CARDIOLOGIA
-  NEUROLOGIA
-  ADDESTRAMENTO
-  IMMOBILIZZAZIONE



Ideas that work for life

**Ambu** 



Ambu<sup>®</sup> SPUR<sup>®</sup> II - the next generation

RESPIRATORY CARE





# Progettato per fidarsi. Costruito per l'azione

50 anni fa quando inventammo il pallone originale AMBU cambiammo per sempre la tecnica della rianimazione respiratoria. Poi 20 anni fa abbiamo introdotto sul mercato il primo pallone monouso come nuovo sistema, di facile utilizzo. Oggi l'AMBU SPUR II rappresenta il nostro prodotto monouso più innovativo con una combinazione di caratteristiche avanzate e costituito da un'eccellente ergonomia e qualità.

La nostra valvola a singolo otturatore ha dimostrato l'effettiva affidabilità in oltre due decenni di utilizzo in emergenza e in ospedale. L'alloggiamento della valvola trasparente fornisce una vista senza limiti del funzionamento della valvola e il suo design più sottile rende più facile osservare la mascherina.

Infine, AMBU SPUR II permette agli utilizzatori di avere notevoli benefici sia al tatto che alla vista durante la rianimazione. Il pallone è molto sensibile e con resistenza meccanica minima. La maniglia del pallone permette un facile utilizzo permettendo la ventilazione del paziente anche con una sola mano.

Inoltre il nostro design fornisce un volume ottimale con una ritrazione perfetta - pur essendo più piccolo è più visibile rispetto alla maggior parte delle altre unità respiratorie monouso sul mercato.



# Confidenza e comodità assoluta

La prima cosa che noterete per quanto riguarda l'AMBU SPUR II è la sua semplicità d'uso e la possibilità di tenerlo nel palmo di una mano. Non può succedere nulla.

I nostri ingegneri biomedicali hanno trovato ottimi materiali, uniti con quelli d'ultima generazione per far sì che l'AMBU SPUR II permetta di effettuare la rianimazione senza un inutile affaticamento.

Ad oggi l'AMBU SPUR II è il più piccolo e il più chiaro pallone di rianimazione, perfino gli utilizzatori che hanno le

mani piccole potranno ventilare in maniera efficace dando il volume più ottimale.

La maniglia incorporata e la tecnologia SafeGrip contribuiscono ad un'ulteriore comodità in particolar modo durante gli eventi critici prolungati nel tempo.






Valvola di sovrappressione permette di limitarla nei polmoni (nelle versioni pediatrica ed infante)



Connessione diretta e facile per la valvola PEEP



L'utilizzo di un manometro monouso permette di osservare la pressione dei polmoni (nelle versioni pediatrica ed infante)



# Il miglior pallone di rianimazione che getterete via

Nessun pallone rianimatore monouso fino ad ora ha mai avuto così tante caratteristiche innovative. Inoltre, l'AMBU SPUR II è totalmente privo di PVC e lattice così da essere un prodotto senza impatto negativo sull'ambiente\*. Che cosa c'è di meglio che avere un AMBU che non contiene plastificanti nocivi e mantiene la sua relativa integrità strutturale sopra un certo range di temperatura, dai -18°C ai +50°C. In breve, i nostri materiali sono tanto innovativi quanto il nostro design.

AMBU SPUR II è composta da una famiglia completa di palloni, comprendendo le misure adulto, pediatrica e infante/neonatale. Tutti i palloni SPUR II sono in confezione singola, costituita da una borsa da trasporto di plastica completa di una maschera o più maschere e di accessori. Inoltre le borse sono contraddistinte da un codice colore per una facile identificazione delle misure adulto, pediatrica e infante/neonatale.



Ambu Spur II misura infante è disponibile con reservoir a tubo aperta




Si può scegliere tra sei misure di maschere



Facile da immagazzinare

\* Solo le maschere contengono PVC



**ADULTO**  
- 800-1100 ml volume somministrato

**PEDIATRICO**  
- 450 ml volume somministrato

**INFANTE / NEONATALE**  
- 150 ml volume somministrato

