

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	
-------------------------------	--

QV008	Poltrona elevabile
-------	--------------------

Destinazione d'uso

Le poltrone elevabili MAJESTY sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni

Caratteristiche principali

Poltrona elevabile, pensata per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a schiuma. Dotata di 4 ruote da 50mm . Struttura caratterizzata da un telaio misto di legno duro. Realizzata in tessuto traspirante, disponibile in diverse colorazioni. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta, avvengono tramite un pratico telecomando facile da usare.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 2017/745	ITALORTOPEDIA SRL
Paese di produzione	P.R.C.
Classe di dispositivo 2017/745	Classe I
Codice di classificazione CND	Y180918
RDM	2344070

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza Totale	<i>800 mm</i>
Larghezza Sedile	<i>465 mm</i>
Altezza Bracciolo	<i>150 mm</i>
Altezza Sedile	<i>500 mm</i>
Altezza Totale	<i>1160 mm</i>
Lunghezza Totale	<i>840 mm</i>
Profondità Sedile	<i>450 mm</i>
Altezza Schienale	<i>695 mm</i>
Peso Lordo	<i>48 Kg</i>
Portata	<i>150 Kg</i>
Parti motorizzate	<i>3 - Seduta, Schienale, Poggia gambe</i>
Motori	<i>2</i>
Misura Imballaggio	<i>1080x840x670 mm</i>