

SCHEMA TECNICA DI DISPOSITIVO	
QC1750	Poltrona elevabile medica massaggiante
<i>Destinazione d'uso</i>	
Le poltrone elevabili sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni	
Caratteristiche principali	
<p>Poltrona elevabile , pensata per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a schiuma. Dotata di 4 ruote da 50mm . Struttura caratterizzata da un telaio misto di legno duro. Realizzata in tessuto traspirante, disponibile in diverse colorazioni. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. Dotata di duplice funzione, quella massaggiante e riscaldante. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta, nonché la funzione di massaggio e riscaldamento, avvengono tramite un pratico telecomando facile da usare.</p>	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 2017/745	ITALORTOPEDIA S.R.L.
Paese di produzione	P.R.C.
Classe di dispositivo	Classe I
Serie	MAJESTY
Codice di classificazione CND	Y180918
RDM	2344091

Dati tecnici	
Larghezza Totale	800 mm
Larghezza Sedile	465 mm
Altezza Bracciolo	150 mm
Altezza Sedile	500 mm
Altezza Totale	1160 mm
Lunghezza Totale	840 mm
Profondità Sedile	450 mm
Altezza Schienale	695 mm
Peso Lordo	48 Kg
Portata	150 Kg
Motori	2
Misura Imballaggio	1080x840x670 mm