

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	
-------------------------------	--

CSRG008	Carrozzina pieghevole ad autospinta - DYNAMIC
---------	---

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato, crociera singola, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori in alluminio a razzi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone. Disponibile in colore Blu e Rosso.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	ITALORTOPEDIA S.R.L.
Paese di produzione	PRC
Classe di dispositivo	Classe I
Serie	Dynamic
Codice di classificazione CND	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2335789
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	<i>120 Kg</i>
Struttura	<i>Acciaio</i>
Seduta	<i>Nylon</i>
Ruote anteriori	<i>PVC</i>
Ruote posteriori	<i>PU Tubeless</i>
Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

MISURE								
ARTICOLO	TAGLIA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA TOTALE (cm)	ALTEZZA TOTALE (cm)	LARGHEZZA COMPLESSIVA PIEGATA	CAPACITA DI PESO (kg)	G./N. PESO (kg)	DIMENSIONE CARTONE (cm)
CSRG008	16" TG.40	103	58	91	26,5	120	20,6/18,1	81*27*94
	17" TG.43	103	60,5	91	26,5	120	20,8/18,3	81*27*94
	18" TG.46	103	63	91	26,5	120	21,0/18,5	81*27*94
	20" TG.50	103	68	91	26,5	135	22,5/20,0	81*27*94