



**Necati KAYA**  
TIBBİ CİHAZLAR İTHALAT VE İHRACAT  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**ANKARA 01/09/2015**

## **SCHEDA TECNICA**

### **STRISCETTE INDICATRICI CLASSE 4**

**Codice prodotto:** C-1040

**Normativa vigente:** ISO11140-1: 2014

**Destinazione d'uso:** STERISTAR C-1040 Indicatore chimico per processi di sterilizzazione a vapore. Controllo dei processi di sterilizzazione a vapore. Per uso esterno.

**Istruzioni d'uso:** 3,5 minuti a 134 ° C /15 minuti 121 ° C a

**Caratteristiche del prodotto:** Strisce stampate con inchiostro indicatore su materiale cartaceo.

**Dimensioni:** 15 mm x 70,50 mm

**Colore iniziale:** rosa

**Colore dopo utilizzo:** scuro / nero

Nessuna presenza di metalli pesanti tossici

**Condizioni ambientali durante la fabbricazione:** 15-30 ° C (temperatura ambiente), UR 30-80%

**Condizioni di conservazione:** T: 10-30 ° C, umidità relativa 30-80%, tenere lontano dalla luce diretta.

**Condizioni di trasporto:** Le condizioni di stoccaggio dovrebbero essere rigorosamente rispettate. Trasporto in scatole chiuse e rinforzate al fine di evitare danni. Il trasporto di questo prodotto non rappresenta un rischio per la salute.

**Data di scadenza:** 4 anni dalla produzione

**Confezione:** 250 x 2 strisce per scatola.